



Et bredt utvalg av spraybare
jurpleieprodukter med både
desinfiserende og pleiende virkning




Forskjellige typer jurpleie

Friske dyr er grunnlaget for behagelig melking. Til syvende og sist produserer en sunn melkeku mer melk med mindre arbeid. Og jurhelse spiller en svært viktig rolle i dette.

Når du bruker riktige jurpleieprodukter, reduserer du risikoen for somatiske celletall og mastitt. Dette øker kvaliteten på melken og bidrar til at kua lever lenger. Når dette kombineres med et optimalt immunforsvar og generelt god helse, kan kua bruke all energi på å produsere melk.

Lely Consumables kan tilby en omhyggelig utvalgt serie av jurpleieprodukter for melkeproduksjon. Disse produktene er blitt spesialkonstruert for bruk med en Lely Astronaut melkebot, og har desinfiserende og pleiende virkninger. Dette kan kontrolleres i henhold til kravene til melkeprodusenten. Virkningen varierer fra sterkt desinfiserende til svært skånsom og pleiende.



Posisjoneringsen som er laget av Lely, er basert på produktenes desinfiserende og pleiende virkning. Alle disse produktene er imidlertid godkjent, og som biocider oppfyller de minimumskriteriene for jurhelse.

Jurhelseresultatene påvirkes ved valg av jurpleieprodukt og innstillinger

Velg et jurhelseprodukt som passer for forholdene på gården. Kontroller og juster om nødvendig innstillingene for å få en full spraykjegle og dråpe under spenen etter spraying. Sjekk spraymønsteret daglig for best resultat.

- Juster trykket på spenespraypumpen for å få en full spraykjegle
- Juster spraytiden i Horisont for å øke deknningen på spenene
- Juster armens innadgående- eller forskyvningsverdier, eller aktiver scanning før spraying på E-linken for å øke nøyaktigheten av sprayen



Anbefalte sprayinnstillinger for å få en full spraykonus og dråpe under spenen i en avstand på 5–20 meter mellom spenespraypumpen og Astronaut. Hvis avstanden er mer enn 20 meter, start med maksimum 0,5 bar over anbefalt trykk før du sjekker spraykonus. Tilpass sprayinnstillingene til produktet og situasjonen.

Produkt	Innstillinger gjennomsnittsførhold (20°C)		Innstillinger kalde forhold (5°C)		Innstillinger for 6 mm oppgradering
	Trykk (bar)	Sprayetid (sek.)	Trykk (bar)	Sprayetid (sekk.)	
Quaess Pergo	2.5	0.1	Lik som 20°C		2.0 bar
Quaess LAC	2.5	0.1	Lik som 20°C		2.0 bar
Quaess Premo	2.5	0.1	Lik som 20°C		2.0 bar
Quaess Ultimo¹	3.0	0.1	3.5	0.1	2.0 bar
Quaess Iodine	2.5	0.1	3.0	0.1	2.0 bar
Quaess Barrier²	3.5	0.1	Lik som 20°C		
Quaess Fovum	2.5	0.1	Lik som 20°C		2.0 bar

¹ For godt sprayresultat er det under kalde forhold anbefalt å bytte til 6 mm oppgraderingssett.

² For godt sprayresultat anbefales 6 mm oppgraderingssett til Quaess Barrier

³ Når 6 mm oppgraderingssett er installert, vil redusert trykk få ned forbruket til nivå med original situasjon, samtidig som full spraykjegle opprettholdes. Når samme trykk beholdes, vil forbruket være signifikant høyere sammenlignet med situasjon uten 6 mm oppgraderingssett.



Hos Lely Consumables er vi overbevist om at det å bruke jurpleieprodukter forbedrer helsen til kyrne. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilke jurpleieprodukter som er best egnet til situasjonen på gården din

Lely Quaress Premo

Sterkt desinfiserende jurpleieprodukt

- Povidon-jod er et godt innarbeidet medisinsk middel
- Effektiv desinfeksjon, selv på skitne spener
- Produktet fremmer restitusjon og produksjon av nye hudceller

Produktet er basert på povidon-jod, og ødelegger smittsomme bakterier øyeblikkelig. Og er spesielt effektivt mot miljøbakterier. Svært godt egnet for melkeproduksjonsgårder hvor det er ønskelig med rask desinfeksjon.



Lely Quaress Fovum

I harmoni med huden

- Flere pleiende komponenter
- Stimulerer hudens regenerering
- Effektiv desinfeksjon på grunn av førsteklasses blanding av overflateaktive midler.

Produktet inneholder monopropylenglykol, glyserol og allantoin. Disse mykgjøringsmidlene tilfører fuktighet og stimulerer hudens regenerering. Kombinasjonen av alle ingredienser resulterer i en førsteklasses hudpleieeffekt, gjennom etablering av nye hudceller, fjerning av døde hud, og til slutt bidrag til naturlig motstandskraft. Et meget velegnet jurpleiemiddel til besetninger hvor desinfeksjon, og fremfor alt jurpleie og forbedret spenehud ønskes.



Lely Quaress Ultimo

Jurpleieprodukt for restitusjon

- Produktet er innrettet på å behandle huden
- Sørger for sunne spener som lett lar seg rengjøre
- De overflateaktive egenskapene gjør at produktet virker over lengre tid

Produktet er basert på povidon-jod, og sørger for aktiv jurpleie. Ved hjelp av en svært varsom og pleiende virkning på huden restituerer Lely Quaress Ultimo spenene til perfekt tilstand dag ut og dag inn. Det er ideelt for bruk i perioder der værforholdene legger ekstra belastning på huden.



Lely Quaress Iodine

Korrigerende jurpleieprodukt med jod

- Svært kraftig desinfiserende virkning
- Angriper hele spektret av patogener som forårsaker mastitt i melkeproduksjonskyr.
- Tilstedeværelsen av lanolin har en fuktighetsfremmende effekt

Basert på jod. Det dreper øyeblikkelig smittsomme bakterier og er spesielt effektivt mot miljøbakterier. På grunn av sin høye konsentrasjon, 5000 ppm, er det svært godt egnet for melkeproduksjonsgårder som umiddelbart må gjøre noe med jurhelsen.



Lely Quaress Lac

Jurpleieprodukt til harmonisk hud

- Melkesyre finnes naturlig i kroppen
- Produktet gjør spenehuden myk
- Rene spener blir raskt desinfisert

Basert på den naturlige ingrediensen melkesyre. Det dreper både smittsomme bakterier og miljøbakterier. Kombinert med en svært mild og pleiende effekt på huden, er dette produktet perfekt for melkeproduksjonsgårder som tar sikte på kontinuerlig kontroll med jurpleie.



Lely Quaress Barrier

Beskyttende jurpleieprodukt

- Barriereprodukt som kan sprayes
- Langvarig beskyttelse ved å lukke spenespissen
- Fjernes enkelt med Lelys forbehandlingsbørster

Lely Quaress Barrier er et bruksklart jurpleieprodukt som påføres i Lely Astronaut melkerobot. Produktet, som er basert på povidon-jod, lukker spenespissen mot fjøsmiljøet med et fysisk beskyttende lag. Dette forhindrer at mikroorganismer kommer inn i juret. Det beskyttende laget virker som en pustende og pleiende ytre hud. Ideell for bruk på melkeproduksjonsgårder hvor utfordrende miljøbetingelser forlanger ekstra jurbeskyttelse.



Lely Quaress Pergo

Vedlikehold et sunt jur

- Generelt jurhelseprodukt
- Mykgjørende og fuktighetsbevarende for huden
- Overflateaktive stoffer øker melkesyrens desinfiserende virkning

Lely Quaress Pergo er et melkesyrebasert produkt med både bakteriedrepende og sopp-drepende egenskaper. Produktet er effektivt mot smittsomme bakterier, virker også mot miljøbakterier. Produktet har ikke bare gode desinfiserende egenskaper og inneholder overflateaktive stoffer, men også glyserol, som er fuktighetsbevarende. Denne kombinasjon sørger for desinfeksjon og mykere hud, og støtter hudens naturlige motstandsevne. Tilstrekkelig for gårdsbruk hvor jurhelse er godt under kontroll.

